

**RU ДЭНАС®·Рефлексо**  
(с. 2–20)

EN

**EN** TRONITEK LLC, Ekaterinburg, Russia  
External therapeutic  
foot electrode

**DENAS®·Reflexo**  
(p.21–40)

Operation manual

**TRTK 06.13-03.71-01 RE**

**DE DENAS®·Reflexo**  
(s.41–60)

# TABLE OF CONTENTS

EN

## **Part 1. Technical passport**


1. General description.....	24
2. Safety rules.....	25
3. Technical specifications.....	28
4. Package contents.....	28
5. Technical maintenance.....	30
6. Manufacturer's warranty.....	31

## **Part 2. Usage instruction**

1. General provisions.....	34
2. Conditions for treatment.....	37
3. Course of treatment.....	38
<i>Warranty certificate</i> .....	61
<i>Acceptance certificate</i> .....	64

# PART 1

## Technical passport



## 1. GENERAL DESCRIPTION

EN

External therapeutic foot electrode is intended for impact on reflexogenic zones of foot plantar surface.

The electrode is intended for multiple application in hospital, outpatient and home conditions.

The electrode is intended for joint application only with devices of dynamic electrostimulations.



**Compliance with standards:** *This medical device is CE marked according to the Directive 93/42 /EEC on medical equipment.*

## 2. SAFETY RULES



Please read the following safety instructions! They are designed to prevent user and property of damage. The manual contains important recommendations on proper use and care of the unit.



Patients with implanted electronic devices (such as heart pacemaker) and patients with idiosyncrasy to electric current are not allowed to use this unit.



The unit may not be used in the area of direct projection of the heart at the front.



Warning: Do not operate the unit while using another electrical medical device. This can cause burns and irreparable damage to the device.

Before you begin stimulation, make sure the patient is not connected to any high-frequency electronic device!



You must not switch the electrode to any other devices except the electrostimulators of DENAS and DiaDENS.



You must not switch two and more electrodes simultaneously to the one device.



**Attention!** If the patient is undergoing another course of physiotherapeutic treatment, use of this device is possible only after consultation with the attending physician.



The electrostimulation module must not be damaged.




The product contains fragile elements. Prevent it from shocks.




Avoid long-term exposure to direct sunlight at high (>25 °C) air temperature.




All work for repair of the product must be performed by qualified specialists at the company-manufacturer.



**Transportation conditions:** temperature from -50 to +50 °C, relative humidity from 30 to 93 %, atmospheric pressure from 70 to 106 kPa (from 525 to 795 mmHg).



**Storage conditions:** temperature from -50 to +40 °C, relative humidity from 30 to 93 %, atmospheric pressure from 70 to 106 kPa (from 525 to 795 mmHg).



**Operating conditions** temperature from +10 to +35 °C, relative humidity from 30 to 93 %, atmospheric pressure from 70 to 106 kPa (from 525 to 795 mmHg).



**Attention!** If the unit was stored at the ambient temperature below 10 °C keep it under normal climatic conditions for at least two hours before use.



**Recycling:** the unit packaging materials are not hazardous for the environment; they can be recycled.

The unit contains precious materials that may be used again after disposal with consideration of the environmental protection regulations.

They must be submitted to specially designated collection and recycling facilities (please consult in the relevant services in your locality).



**Attention!** *Any of controlled trials of DENS-therapy have not been carried out in pregnant women, so the device should be used **only in** case of absolute necessity, after consultation with DENS-therapy specialist.*

### 3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Specifications of the external therapeutic foot electrode are the following:

- weight of the device is no more than 500 g;
- external dimensions are no more than 370x370x50 mm;
- length of the electrode cable is not less than 50 mm.


### 4. PACKAGE CONTENTS

In table 1 you can see a list of delivery for the device.

*Table 1*


<b>Description</b>	<b>Quantity (pieces)</b>
External therapeutic electrode	1
Connecting cable	1
Consumer's container	1
Operation manual	1






**Fig. 1.** External therapeutic foot electrode DENAS-Reflexo.  
External view

Plug for con-  
nection to  
the electrode



Plug for con-  
nection to  
the de-  
vice



**Fig. 2.** Connecting cable intended for connection of the  
electrode to the devices of DENS-therapy:  
a) connection of the cable to the electrode DENAS-Reflexo;  
b) connection of the cable to the device

## 5. TECHNICAL MAINTENANCE

EN

Everyday technical maintenance includes the following procedures:

- external examination;
- disinfection (use standard disinfectants, soft lint-free and/or a small brush to clean the electrode);
- checking whether the electrode functions when connected to the devices of the series DENAS and DiaDENS.

## 6. MANUFACTURER'S WARRANTY

**6.1.** Company-manufacturer guarantees compliance of the device with technical conditions under observance of operating conditions, methods of transportation and storage.

**6.2.** Operating time of the device is 5 years. Under observance of operation regulations, actual operating time can significantly exceed the official.

**6.3.** Warranty period for the device is 24 months since the date of sale.

**6.4.** Completeness and appearance of the device is checked by the buyer in the seller's presence at the receipt of the product. Claims on completeness and appearance after the sale are not accepted.

**6.5.** In case of identification of defects during warranty period, the seller, manufacturer or manufacturer's representative specified by consumer rights legislation. The seller, manufacturer or manufacturer's representative is not responsible for the defaults should they occur after sale of the device in the result of:

- 1) failure on the part of the consumer to comply with the rules of transportation, storage, care and operation, provided by the present manual;
- 2) actions of third party;
- 3) force-majeure circumstances.

**6.6.** In case of unit defects or malfunction within the warranty period, the owner should send the following documents to the company-manufacturer's address: claim for the repair (replacement) with the name, address, telephone number; brief description of the malfunction, date and conditions of its appearance. All the defects or malfunctions are eliminated by the company-manufacturer or in service centers of the company-manufacturer.

***For purchasing devices please contact:***

Official DENAS Representative  
DENAS MS Corporation ID# 448416  
Tatyana Feller  
www.denas-therapy.com  
info@denas-therapy.com  
Skype tatyana.nalivayko

***Address of company-manufacturer:***


“Tronitek”, LLC  
15 Akademik Postovski St.,  
Yekaterinburg,  
620146, Russia  
Phone: 8-800-200-19-19  
+7 (343) 267-23-30  
<http://denascorp.ru>

***“DENAS MS” Corporation Office in Europe:***

Vřidelní Sùl, spol.s.r.o.,  
Na Výchledě 886/3A,  
Karlovy Vary 36017,  
Czech Republic  
Tel./Fax: +420 353 549 285

# PART 2

## Usage instruction



## 1. GENERAL PROVISIONS

It is recommended to apply the external therapeutic electrode as an alternative to the inbuilt electrodes of the device for impact on reflexogenic zones of the soles. Application of the electrodes allows:

- to conduct treatment impact by yourself;
- to provide comfortable and convenient procedures at continuous and multiple treatment sessions;
- to make the conduct of the procedures easier.

Application areas: impact on feet is recommended at malfunction of lower limbs and also at diseases of internal parts of the body for stimulation of reflexogenic zones (fig. 3).


More detailed information on application of the device and also restrictions and contraindications are specified in the corresponding parts of the operation manuals of the devices for dynamic electrostimulation of nerves of the series DENAS and DiaDENS.



**Attention!** *It is prohibited to connect the electrode to any other devices, except devices of the series DENAS and DiaDENS.*



**Attention!** *Sudden pain in any location can be the first and sometimes the only sign of a serious disease. That is why if pain attacks appear for the first time and then repeat, and the intensity of the pain increases, it is necessary to consult a doctor urgently.*



**Fig. 3.** Projection of internal parts of the body to the foot planar surface in the Su-Jok correspondence system



**Attention!** *In the case of breakdown of health during the treatment, you should consult with a doctor.*



**Attention!** *It is prohibited to use the electrodes in presence of solution of continuity of the skin (wounds, skin diseases) in the zone of impact.*



**Attention!** *Before using for the first time treat the electrodes of the device with a disinfection solution (e.g. 3% solution of hydrogen peroxide).*



**Attention!** *Lack of adequate cleaning of the elements can lead to allergic reactions or cross colonization - if the device is used by several people.*



**Attention!** *In case of appearance of any allergic reactions in the zone of contact of the device with the skin, you should stop using the device and consult a doctor immediately.*



**Attention!** *In case perceptibility of feet is very low, it is recommended to set the power in the range from 25% to maximum level.*



## 2. CONDITIONS FOR TREATMENT

EN

No special conditions are required for conducting procedures with the use of the external electrode. The room for the procedures should be dry and warm. During the session the patient sits in a position comfortable for him which ensures tight contact of the electrode with the skin.

### 3. COURSE OF TREATMENT

20 - 30 minutes before the session for hygienic purpose it is recommended to treat the work surface of the electrode with a soft brush or lint-free tissue, dampened with a disinfection solution (e.g. 3% solution of hydrogen peroxide).



**Attention!** *If the skin is too dry it is allowed to damp slightly the skin surface with physiological solution 5 - 10 before the application of the external electrode to ensure tight contact and intensify treatment impact.*

**3.1.** Place the electrode on a flat dry surface (e.g. on the floor before the armchair).

**3.2.** Connect the electrode to the socket of the dynamic electrostimulation device (if necessary use a special adapter).

**3.3.** Put bare feet on the electrode so that the smooth dividing line appears to be approximately in the middle of the foot (fig. 4). Moving the feet on the surface of the electrode, find a position where the contact with the electrode is the tightest.




**Attention!** *The correct position of feet on the electrode is shown on figure 4.*



**Attention!** *Do not move the electrode during the stimulation!*

It is required to clean the contact part of the device before and after its use. Disinfection should be made with a standard disinfection solution (e.g. 3% solution of hydrogen peroxide).



**Fig. 4.** Correct position of feet on the electrode

**3.4.** Turn the device for dynamic electrostimulation on. Using buttons on the device set the necessary stimulation mode and power (intensity) of impact. The order for setting the mode and power is specified in the corresponding parts of the operation manual of the device for dynamic electrostimulation.

**3.5.** Conduct the session. The period of impact, necessity to treat additional zones, repetition of the procedures are defined individually and depend on the age, purposes and tasks of treatment. The recommended time of impact is specified in the operation manual of the device.

**3.6.** Upon termination of the session turn the device off. Disconnect the electrode and clean the work surface of the device (e.g. with 3% solution of hydrogen peroxide).



**Attention!** Keep the device in dry conditions.

Handwriting practice area consisting of 20 horizontal dotted lines.

**RU ДЭНАС®·Рефлексо**  
(с.2–20)

DE

**EN DENAS®·Reflexo**  
(p.21–40)

DE

TRONITEK LLC, Jekaterinburg,  
Russland

Therapeutische Ausgangselektrode  
für Fußsohlen

**DENAS®·Reflexo**  
(s.41–60)

Betriebsanleitung

**TRTK 06.13-03.71-01 RE**

# INHALT

DE

## **Teil 1. Technische Datenblatt**

1. Verwendungszweck.....	44
2. Sicherheitsregeln.....	45
3. Technische Daten.....	48
4. Lieferumfang.....	48
5. Technische Wartung.....	50
6. Garantieverpflichtungen.....	51


## **Teil 2. Gebrauchsanweisung**

1. Allgemeine Angaben.....	54
2. Bedingungen für die Behandlungsdurchführung.....	57
3. Behandlungsordnung anhand DENAS-Reflexo.....	58
<i>Garantieschein</i> .....	61
<i>Abnahmebescheinigung</i> .....	64

# TEIL 1

DE

## Technische Datenblatt



# 1. VERWENDUNGSZWECK

DE

Die therapeutische Ausgangselektrode für Fußsohlen ist zum Einwirken auf reflexogene Zonen der Fußsohlenfläche bestimmt.

Die Elektrode ist für mehrfache Anwendung in Krankenhäusern, ambulant oder zu Hause bestimmt.

Die Elektrode ist für Gemeinschaftsanwendung nur mit Geräten der dynamischen Elektroneurostimulation bestimmt.



*Das vorliegende medizintechnische Produkt ist ein Erzeugnis mit dem CE-Zeichen entsprechend der Richtlinie 93/42/EEC für medizinische Produkte gekennzeichnet.*



## 2. SICHERHEITSREGELN

DE



Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen aufmerksam durch. Diese enthalten sowohl wichtige Informationen über Ihre Sicherheit, als auch Empfehlungen für die richtige Anwendung und Pflege des Gerätes.



Therapeutische Ausgangselektrode für Fubcohlen darf nicht für die Behandlung und Diagnostik an Patienten benutzt werden, bei denen ein elektronischer Apparat (z.B. einen Herzschrittmacher) implantiert wurde. Ebenso darf das Gerät nicht zur Behandlung von Patienten herangezogen werden, die an einer individuellen Unverträglichkeit gegenüber elektrischem Strom leiden.



Es ist verboten, die Elektrode in der Direktprojektion des Herzens vom vorne zu verwenden.



Während der Behandlung mit dem Gerät darf der Patient nicht an andere hochfrequente Elektrogeräte angeschlossen werden. Die gleichzeitige Verwendung dieses Gerätes zusammen mit anderen Elektrogeräten kann zu Verbrennungen und zur Beschädigung des Gerätes führen.



Es ist verboten, die Elektrode an jede Einrichtungen, ausser den DENS- und DiaDENS Apparaten anzuschliessen.



Es wird das gleichzeitige Anschliessen von 2 und mehr Elektroden zu einem Apparat verboten.



**Achtung!** Sollte der Patient einem anderen physiotherapeutischen Kurs unterzogen werden, so muss die Anwendung des Gerätes mit dem behandelnden Arzt abgestimmt werden.



Das Elektrostimulationsmodul darf nicht verformt werden.




Das Produkt enthält zerbrechliche Elemente. Schützen Sie es vor den Schlägen.




Alle Reparaturarbeiten am Gerät sind von qualifizierten Spezialisten des Herstellerunternehmens durchzuführen.




Vermeiden Sie längere Aussetzung direkter Sonneneinstrahlung bei hohen (>25°C) Temperaturen.



**Transportbedingungen:** Temperatur -50 bis +50 °C, relative Luftfeuchtigkeit 30 bis 93 %, Luftdruck 70 bis 106 kPa (525 bis 795 mm Hg).



**Aufbewahrungsbedingungen:** Temperatur -50 bis +40 °C, relative Luftfeuchtigkeit 30 bis 93 %, Luftdruck 70 bis 106 kPa (525 bis 795 mm Hg).



**Anwendungsbedingungen:** Temperatur +10 bis +35 °C, relative Luftfeuchtigkeit 30 bis 93 %, Luftdruck 70 bis 106 kPa (525 bis 795 mm Hg).



**Achtung!** Wenn die Elektrode bei einer Temperatur unter 10 °C aufbewahrt wird, soll es vor der Verwendung für mindestens zwei Stunden in einem Raum mit normaler Außentemperatur gebracht werden.



**Entsorgung:** Verpackungsmaterialien sind nicht umweltschädlich und können wiederverwertet werden.

Ein altes Gerät ist kein unnützer Abfall! Es besteht aus vielen wertvollen Materialien, die bei einer Entsorgung entsprechend den Anforderungen des Umweltschutzes wiederverwertet werden können. Geben Sie sie bei speziell dafür vorgesehenen Sammel- und Wiederverwertungsstellen ab (informieren Sie sich bei den entsprechenden Servicestellen in Ihrer Region).

DE



**Achtung!** *Fehlen die Forschungen der Anwendung der dens-Therapie bei den schwangeren Frauen, deshalb das Erzeugnis soll nur im Falle der unbedingten Notwendigkeit, laut Abkommen mit der Fachkraft für die dens-Therapie verwendet werden.*

### 3. TECHNISCHE DATEN

DE

Die Eigenschaften der therapeutischen Ausgangselektrode für Fußsohlen:


- Gewicht nicht schwerer als 500 Gr.;
- Abmessungen nicht größer als 370×370×50 mm;
- Elektrodenkabellänge nicht kürzer als 50 mm.

### 4. LIEFERUMFANG


Lieferumfang gemäß der Tabelle 1.

*Tabelle 1*

<b>Bezeichnung</b>	<b>Anzahl (St.)</b>
Therapeutische Ausgangselektrode	1
Rangierkabel	1
Handelspackung	1
Betriebsanleitung	1



**Abb. 1.** Außenansicht der therapeutischen  
Ausgangselektrode für Fußsohlen DENAS-Reflexo



**Abb. 2.** Rangierkabel zum Elektrodenanschluss an Geräte  
der DENAS-Therapie:  
a) Kabelanschluss an Elektrode DENAS-Reflexo;  
b) Kabelanschluss an das Gerät

## 5. TECHNISCHE WARTUNG

DE

Tägliche technische Wartung schließt folgende Operationen ein:

- visuelle Prüfung;
- Desinfektion (beim Putzen der Elektrode sollen Standard-Desinfektionsmittel benutzt werden: weiche haarlose Tücher und/oder eine kleine Bürste)
- Funktionskontrolle der Elektrode beim deren Anschließen an Geräte Serie DENAS oder DiaDENS.

## 6. GARANTIEVERPFLICHTUNGEN

DE

**6.1.** Der Hersteller garantiert, dass das Gerät beim Einhalten der Bedingungen für Einsatz, Aufbewahren und Transport den Anforderungen technischer Vorschriften entspricht.

**6.2.** Die Betriebsdauer des Geräts beträgt 5 Jahre. Beim Einhalten der Betriebsvorschriften kann die Betriebsdauer die offiziell festgelegte Dauer bei weitem übersteigen.

**6.3.** Die Garantiedauer für den Betrieb des Geräts beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

**6.4.** Lieferumfang und Außenansicht des Geräts werden vom Käufer bei Warenempfang in Anwesenheit des Verkäufers überprüft. Alle Ansprüche wegen Lieferumfangs und Außenansicht nach dem Verkauf werden nicht angenommen.

**6.5.** Im Falle des Entdeckens der Mängel während der Garantiezeit, verpflichtet sich der Verkäufer, der Hersteller oder ein offizieller Vertreter des Herstellers die Anforderungen der Verbraucher, die in der Gesetzgebung über den Verbraucherschutz festgeschrieben sind zu erfüllen. Der Verkäufer, Hersteller oder ein offizieller Vertreter des Herstellers aufgrund eines Vertrags mit ihm erfüllt, trägt keine Verantwortung für die Fehler, die aus folgenden Gründen entstanden sind:

- 1) Verletzungen der in dieser Anleitung beschriebenen Transport-, Lagerungs-, Pflege- oder Betriebsvorschriften durch den Verbraucher;
- 2) Einwirken einer dritten Partei;
- 3) Einwirken von höherer Gewalt.

**6.6.** Im Falle einer Störung des Geräts in der Garantiezeit sollte der Besitzer eine Reparatur- bzw. Umtauschafforderung an die Adresse des Herstellerbetriebes schicken. Hierbei sind Nachname, Vorname, Vatersname, Adresse,

Telefonnummer, eine kurze Beschreibung der Störung sowie das Datum und die Umstände von dessen Auftreten anzugeben. Alle Schäden werden im Herstellerbetrieb oder in dessen Servicezentren beseitigt.

***For purchasing devices please contact:***

Official DENAS Representative  
DENAS MS Corporation ID# 448416  
Tatyana Feller  
www.denas-therapy.com  
info@denas-therapy.com  
Skype tatyana.nalivayko

***Address of company-manufacturer:***

“Tronitek”, LLC  
15 Akademik Postovski St.,  
Yekaterinburg,  
620146, Russia  
Phone: 8-800-200-19-19  
+7 (343) 267-23-30  
<http://denascorp.ru>

***“DENAS MS” Corporation Office in***

***Europe:***


Vřidelní Sùl, spol.s.r.o.,  
Na Výchledě 886/3A,  
Karlovy Vary 36017,  
Czech Republic  
Tel./Fax: +420 353 549 285



# TEIL 2

DE

## Gebrauchsanweisung



# 1. ALLGEMEINE ANGABEN

DE

Es wird empfohlen, die therapeutische Ausgangselektrode als Alternative den Ausgangselektroden des Geräts zum Einwirken auf reflexogene Zonen der Fußsohlenfläche anzuwenden. Die Anwendung der Elektroden erlaubt:

- Heilbehandlungen ohne fremde Hilfe durchzuführen;
- Komfort und Bequemlichkeit bei langen und mehrmaligen Heilbehandlungen zu sichern;
- Durchführung von Behandlungen zu erleichtern.

Anwendungsbereich: Einwirkungen auf Fußsohlen werden sowohl bei Funktionsstörungen der unteren Extremität als auch bei Erkrankungen der inneren Organe für Stimulation der reflexogenen Zonen empfohlen (Abb.3).


Nähere Informationen zur Anwendung, Gegenanzeigen und Einschränkungen sind in entsprechenden Abschnitten der Betriebsanleitung für Geräte der dynamischen Elektroneurostimulation Serien „DENAS“ und „DiaDENS“ dargelegt.



*Achtung! Es ist verboten, die Elektrode an andere Geräte außer Geräte DENAS und DiaDENS anzuschließen.*



*Achtung! Als erstes und oft einziges Merkmal einer ernsten Krankheit können augenblickliche Schmerzen beliebiger Lokalisation auftreten. Wenn Schmerzen erstmalig oder wieder vorkommen, und die Schmerzstärke dabei steigert, wird dringend eine ärztliche Beratung empfohlen.*



**Abb. 3.** Projektion der inneren Organe auf die Fußsohlenfläche nach Entsprechungssystem Su Jok



**Achtung!** Falls sich das Empfinden des Patienten nach der Behandlung verschlechtert, wird es empfohlen den Arzt zu konsultieren.



**Achtung!** Es ist verboten, die Elektrode bei Verletzungen der Haut (Wunden, Hauterkrankungen) in der Behandlungszone einzusetzen.



**Achtung!** Vor der Inbetriebnahme sind die Elektroden des Geräts mit einem standardmäßigen Infektionsmittel (beispielsweise mit 3%iger Wasserstoffperoxidlösung) zu reinigen.



**Achtung!** Falls keine optimale Reinigung von Elementen besteht, kann dies bei Anwendung des Geräts von einigen Personen allergische Reaktionen oder gegenseitiges Anstecken verursachen.



**Achtung!** Bei allergischen Reaktionen im Kontaktbereich zwischen dem Gerät und der Hautoberfläche soll die Anwendung des Geräts gestoppt werden, und es wird empfohlen, den Facharzt zu konsultieren.



**Achtung!** Falls die Empfindlichkeit in der Fußsohlenoberfläche abgestumpft ist, soll die Leistung im Bereich bis 25% vom Maximalstand eingestellt werden.

## 2. BEDINGUNGEN FÜR DIE BEHANDLUNGSDURCHFÜHRUNG

Für Behandlungsdurchführung mit Hilfe der Ausgangselektrode sind keine speziellen Bedingungen erforderlich.

Der Raum für Behandlungsdurchführung soll trocken und warm sein. Der Patient soll bequem sitzen, sodass die Elektrode mit der Hautoberfläche in Kontakt kommt.

DE

### 3. BEHANDLUNGSORDNUNG ANHAND DENAS-REFLEXO

DE

20-30 Minuten vor der Behandlung soll die Funktionsfläche der Elektrode mit einer weichen Bürste oder mit einem haarlosen Tuch, die mit einem standardmäßigen Infektionsmittel (beispielweise mit 3%iger Wasserstoffperoxidlösung) angefeuchtet sind, gereinigt werden.



**Achtung!** Bei trockener Haut soll die Hautoberfläche 5-10 Minuten vor der Behandlung mit physiologischer Kochsalzlösung leicht angefeuchtet werden, um einen guten Kontakt zu sichern und Heilwirkung zu stärken.

**3.1.** Die Elektrode soll auf einer ebenen trockenen Oberfläche platziert werden (zum Beispiel, auf dem Fußboden vor dem Sessel).

**3.2.** Schließen Sie die Elektrode an den Anschluss des Geräts für dynamische Elektroneurostimulation an (im Notfall verwenden Sie den speziellen Adapter).


**3.3.** Stellen Sie nackte Füße auf die Elektrode so, dass die Trennlinie ungefähr in der Mitte des Fußes liegt (Abb.4). Indem Sie die Füße auf der Elektrodenoberfläche bewegen, finden Sie die Lage, die einen direkten Kontakt zu Elektrode sichert.



**Achtung!** Die richtige Fußlage auf der Elektrode ist in der Abbildung 4 dargestellt.



**Achtung!** Während der Stimulation soll die Elektrode nicht bewegt werden!



**Abb.4.** Richtige Fußlage auf der Elektrode

Die Kontaktoberfläche des Geräts soll sowohl vor als auch nach der Behandlung unbedingt bearbeitet werden. Desinfektion wird mit Standard-Desinfektionsmittel durchgeführt (beispielsweise mit 3%iger Wasserstoffperoxidlösung).

**3.4.** Schalten Sie das Gerät der dynamischen Elektroneurostimulation ein. Mit Hilfe der Knöpfe am Gerät stellen Sie den nötigen Modus der Stimulation und Leistung (Intensität) der Behandlung ein. Die Ordnung zum Einstellen des Modus und der Intensität der Behandlung ist in entsprechenden Abschnitten der Betriebsanleitung für das Gerät für dynamische Elektroneurostimulation angegeben.

**3.5.** Führen Sie die Behandlung durch. Die Einwirkungsdauer, Notwendigkeit zum Bearbeiten zusätzlicher Zonen, Kürze der Behandlung werden individuell bestimmt und hängen vom Alter, von Zwecken und Aufgaben der Behandlung ab. Vorgeschriebene Dauer der Bearbeitung von Zonen ist in der Betriebsanleitung des Geräts angegeben.

**3.6.** Am Ende der Behandlung soll das Gerät ausgeschaltet werden. Schalten Sie die Elektrode ab und führen Sie hygienische Bearbeitung der Funktionsoberfläche durch (beispielsweise mit 3%iger Wasserstoffperoxidlösung).



**Achtung!** Beim Aufbewahren soll die Elektrode trocken sein.